

قنوات دكتورة ايناس

https://youtube.com/@enasmahmoud7699?si=2aTb-BIFKW_OE0qR

https://youtube.com/@enasmahmmoud3298?si=g20q1DSztSupO8_g

قناة تشرح العملي

[https://youtube.com/playlist?
list=PLdyKOBdGRKvEpR0mM2ROoTdIIYVpMDkIS&si=QlUnAMMAImgUF78D](https://youtube.com/playlist?list=PLdyKOBdGRKvEpR0mM2ROoTdIIYVpMDkIS&si=QlUnAMMAImgUF78D)

EXPERIMENT (2)
SAMPLING AND STATISTICAL HANDLING OF DATA

Part 1

1. نغسل البيورت والبيكر الصغير ب distilled water
2. نكبههم ببيكر كبير
3. نحط بالبيورت والبيكر المادة يلي رح نستخدمها بالمعايره titrate يلي هي NaOH
4. نكبههم بالبيكر الكبير
5. نعبي البيورت بالNaOH ونتأكد نفرغه من الهواء
6. نوخذ ٥,٠ قرام او اقل من عينه homogeneous
7. ندون بالريپورت الوزنه
8. نجيب فلاسك ونغسله ب distilled water
9. نحط العينه بالفلاسك
10. ونضيف distilled water لحد ما العينه تذوب
11. نضيف قطرتين لثلاث قطرات من الكاشف phenolphthalein للفلاسك
12. نوخذ قراءة البيورت
13. ننزل نقطه نقطه من البيورت على الفلاسك ونحرك والعيون ما تتحرك عن الفلاسك
14. نضيف distilled water على جدران الفلاسك عشان العينه يلي طلعت على جدران مع التركيز تنزل
15. نرجع ننزل نقطه نقطه ونحرك لحد ما يثبت اللون الوردي الفاتح بنوقف
16. نوخذ قراءه البيورت وندونها

نعيدها ثلاث مرات

Part 2

1. نغسل الفلاسك ب distilled water او نجيب فلاسك جديد وننظفه زي ما اعملنا اول مره
2. نوزن ٥,٠ قرام من او اقل من عينه herotomogeous
3. ندون الوزنه
4. نحط العينه بالفلاسك
5. ونضيف distilled water لحد ما العينه تذوب
6. نضيف قطرتين لثلاث قطرات من الكاشف phenolphthalein للفلاسك
7. نوخذ قراءة البيورت
8. ننزل نقطه نقطه من البيورت على الفلاسك ونحرك والعيون ما تتحرك عن الفلاسك
9. نضيف distilled water على جدران الفلاسك عشان العينه يلي طلعت على جدران مع التركيز تنزل
10. نرجع ننزل نقطه نقطه ونحرك لحد ما يثبت اللون الوردي الفاتح بنوقف
11. نوخذ قراءه البيورت وندونها

نعيدها ثلاث مرات

شرح الدكتور

https://youtu.be/yqgWiEsr8LM?si=ETZi3N_d48V51-yk

فيديو التجربة

https://youtu.be/84Gwor_u6tw?si=3AFv50eQKcEcdHL5

شرح بناسيا

<https://youtu.be/ux5ETFPoTPE?si=R521mBs5dDDLuO9F>

EXPERIMENT (3) GRAVIMETRIC DETERMINATION OF CHLORIDE

Part 1

- نحضر بيكر سعه ٦٠٠
1. عن طريق pipet نضيف 10ml من unknown chloride solution للبيكر
 2. نضيف D.W. ١٠٠-١٥٠ مل (للسلامة ما نملاء البيكر اكثر من نصه) عن طريق السلندر
 3. اضافته ٠,٥ مل من nitric acid (HNO₃) عن طريق pipet يلي بعلبتها اذا غير موجود نجيب باييت
 4. ببطوء وبخط رفيع اضع حوالي ٢٠ مل من AgNO₃ يلي تركيزه ٠,١
 5. نحضر stand & ring clamp & wire gauze & Bunsen burner
 6. قم بتسخين حتى الغليان تقريبا مع التحريك المستمر ب stirring rod لتخثر AgCl
 7. دع الراسب يستقر
 8. شاكه بهل الخطوات : نعمل اختبار ونضيف بضع قطرات من AgNO₃ الى السائل الدافئ اذا ظهر المزيد من الترسيب او غيوم اضع بضع ميليلترات من AgNO₃
 9. حرك جيدا واترك الراسب يستقر واختبر مره اخرى استمر به اذا الخطوه الى ان يتوقف ظهور راسب
 10. نغطي البيكر ب watch class نظيف ونتركه بالخزانة محميا من الضوء لمدة ٣٠ دقيقه ليبرد قبل الفلتره

تنظيف وتجهيز الكريسل Part2 (بكون نظيف وجاهز اعملوا سكب لهل الجزء)

- stand & ring clamp & crucible holder & crucible tongs
1. نجيب gooch crucible ننصفها بالملي والصابون
 2. نحمل الكريسل ونحطها ب (suction flask) يلي يستخدم للفلتره
 3. اذا طلب التنظيف الكيميائي : ما افهمت نسال الدكتور
 4. اشياء ما فهمتها
 5. نحط علامه او اسم على الكريسل ونحطها بالفرن عند درجة (120-130 c) لمدة نص ساعه
 6. باستخدام الملقط نظيف ننقل الكريسل الساخن الى المجفف والمبرد لمدة ١٠ دقائق وبعدها نوزنه
 7. نكرر التجفيف لحد ما نحصل على وزن ثابت في حدود 0.3 - + ملغ

الفلتره Part 3

1. نوزن gooch crucible
2. نحضر محلول الغسول : ٥ مل من HNO₃ مركز + ٢٠٠ مل من الماء المقطر
3. نضع الكريسل على suction flask
4. نسكب المحلول يلي فيه الراسب بالكريسل وبيطيه
5. نحط الغسول بالبيكر يلي كان فيه الراسب ونديره بالكريسل
6. نكرر صب الغسول

Part 4

1. نحط علامه على الكريسل
 2. نضع الكريسل يلي يحوي الراسب في الفرن لمدة ٢٥-٣٠ دقيقه عند حراره ١٢٠-١٣٠ س
 3. بعد ما نخرج الكريسل من الفرن عن طريق crucible tongs ونضعها بالمجفف ليبرد لمدة ٥ دقائق
 4. نوزن وزن الكريسل
 5. منكرر الفرن و التجفيف لمدة ١٥ دقيقه لنحصل على وزن ثابت
- نقطه خمس (ما اعملناها)

EXPERIMENT (4)
GRAVIMETRIC DETERMINATION OF Ni AS Ni(DMG)2

1. نحضر بيكر سعة ٤٠٠ مل
2. ١٠ مل من unknown nickel salt عن طريق pipet
3. اضافته حوال ٥ مل من HCl ضغطة وحده تعادل ٥ مل
4. اضافته حوالي ٢٠٠ مل من الماء المقطر
5. نسخن المحلول لحرارة ٧٠-٨٠ س واستخدم ميزان الحرارة ونراقب (هل الحرارة عالية او واطيه وهل نحرك المحلول او لا)
6. اخفض الشغلة/ اللهب/ الحرارة من جنب
7. واضف ٣٠ مل من DMG
8. مع التحريك الجيد ب stirring نضيف قطره من الامونيا NH3 حتى يظهر راسب ثم نضيف فائض طفيف ليتحول لاحمر (نسال الدكتور)
9. نسخن المحلول بلطف شديد على لهب صغير ونختبر الراسب عندما يستقر الراسب الاحمر
10. نختبر الراسب عن طريق اخذ عينه من السائل من اسفل عن طريق dropper ووضعه ب test tubes ونضيف عليه DMG اذا ضلت العينه نظيفه معناته تم الترسيب الكامل (اذا ما ضلت نظيفه نتركه على مصدر الحرارة كم دقيقه ونعيد الاختبار)
11. ندع الراسب يرتاح من ٢٠-٣٠ دقيقه في درجة حرارة الغرفة
12. نحضر gooch crucible نظيف
13. نوزن الكريسيبل قبل الفلتره وندونها
14. نقلتر المحلول البارد
15. نغسل الراسب بالماء المقطر
16. نضيف ٣٠٪ ايثانول على حواف الكريسيبل مع الفلتره
17. نط الكريسيبل بالفرن عند ١١٠-١٢٠ س لمدة ٣٠ دقيقه
18. اتركه يبرد بالمجفف
19. نوزن الكريسيبل

نكرر التسخين والتجفيف لنحصل على وزنه ثابتة (نسال الدكتور)

<https://youtu.be/1LxH8j8piwU?si=oxmXnuoNustMxhOA>

EXPERIMENT (5) NEUTRALISATION TITRATION IN AQUEOUS MEDIUM

Part a

- standardization of sodium hydroxide

1. نزن حوالي 1.50g من KHP وندونها
2. ننقل KHP ل Volumetric flask سعته 100ml
3. نضيف D.W ونحرك لتذوب العينه
4. نضيف D.W لحد العلامه ونغلق ونخلط جيدا
5. عن طريق pipette نأخذ 10ml من المحلول KHP يلي حضرناه ونضعه ب Erlenmeyer flask
6. نضيف ٣ قطرات من Phph
7. نضيف 20ml من D.W
8. نحضر stand & burette & قاعده بيضه
9. نملاء burette ب NaOH ونؤخذ الحجم البدائي وندونه
10. نعمل معايره مثل التجربه الثانيه
11. نؤخذ الحجم النهائي وندونه

نعيد المعايره ثلاث مرات

Part b

- Determination of Phosphoric acid in commercial acid

الجزء الاول

1. ننظف ال Erlenmeyer flask & pipette
2. نضيف 10ml من H_3PO_4 الى Erlenmeyer flask
3. ونضيف ٣-٥ قطرات من الكاشف (BCG) methyl orange or bromocresol green
4. ونعبي ال burette من NaOH نؤخذ الحجم البدائي وندونه
5. نعمل معايره
6. نؤخذ الحجم النهائي وندونه
7. نكرر المعايره مرتين

الجزء الثاني

1. ننظف ال Erlenmeyer flask & pipette
2. نضيف 10ml من H_3PO_4 الى Erlenmeyer flask
3. ونضيف ٣-٥ قطرات من Phph
4. ونعبي ال burette من NaOH نؤخذ الحجم البدائي وندونه
5. نعمل فلتره
6. نؤخذ الحجم النهائي وندونه

نكررها مرتين

- Determination of the equivalent weight of an unknown organic acid.
(theoretical)

1. نزن بدقه 0.3g من sample of unknown acid وندونها
2. ننقل العينه لبيكر سعته 200ml
3. نضيف 50ml من D.W
4. من الممكن نحتاج لتدفئة من اجل اذابه العينه (بنسال الدكتور ه)
5. واحيانا يكون من الضروري اذابه العينه ب alcohol water mixture (بنسال الدكتور ه)
6. بننقل المحلول Volumetric flask سعته ١٠٠ مل
7. نضع D.W بالبيكر وننقله الى Volumetric flask من اجل ما نفقد جزء من الماده
8. نضيف D.W لحد العلامه ونغلق ونخلط جيدا
9. عن طريق pipette ناخذ 10ml من unknown يلي حضرناه ونضعه ب Erlenmeyer flask
10. نضيف ٣-٥ قطرات من Phph
11. نملاء burette ب NaOH ونؤخذ الحجم البدائي وندونه
12. نعمل معايره
13. نؤخذ الحجم النهائي وندونه

نكرر المعايره ثلاث مرات

EXPERIMENT (6)
The Neutralizing Capacity of Antacid Tablets

Part a

- standardization of sodium hydroxide solution

1. وزن حوالي 1.50g من KHP وندونها
2. ننقل KHP ل Volumetric flask سعته 100ml
3. نضيف D.W ونحرك لتذوب العينة
4. نضيف D.W لحد العلامة ونغلق ونخلط جيدا
5. عن طريق pipette نأخذ 10ml من المحلول KHP يلي حضرناه ونضعه ب Erlenmeyer flask
6. نضيف ٣ قطرات من Phph
7. نضيف 20ml من D.W
8. نحضر stand & burette & قاعدة بيضة
9. نملاء burette ب NaOH ونؤخذ القراءة البدائية
10. نعمل معايرة
11. نؤخذ القراءة النهائية

نكرر المعايرة ثلاث مرات

Part b

- standardization of the HCl solution

1. عن طريق pipet اخذ 5ml من HCl تركيزه 0.2M ووضع ب Erlenmeyer flask
2. اضافته 25ml من D.W
3. اضافته ٣ قطرات من Phph
4. نحضر stand & burette & قاعدة بيضة
5. نملاء burette ب NaOH ونسجل القراءة البدائية
6. نعمل معايرة
7. نسجل القراءة النهائية

نكرر المعايرة ثلاث مرات

Part c

- Determination of antacid capacity

1. ننظف burette ونملأه ب NaOH تركيزه 0.1M و نسجل القراءة البدائية
2. نوزن حوالي (0.200-0.150) g من قرص المضاد
3. ننقل العينة ل Erlenmeyer flask سعته 250ml ونظيف
4. اضع بالضبط 25ml من HCl تركيزه 0.2M
5. نغلي المحلول للتخلص من CO2
6. نتركه يبرد
7. نضيف ٣-٤ قطرات من Phph
8. نعمل معايرة ونسجل القراءة النهائية

نكرر المعايرة مرتين

EXPERIMENT (7) PRECIPITATION TITRATIONS (ARGENTIMETRY)

A) standardization of silver nitrate by Mohr's method

1. (كلوريد الصوديوم الجاف) في درجة 105c , ١-٢ ساعة) ما افهمت شو هاي الخطوه بنسال الدكتوراه احسن)
2. نوزن من (كلوريد الصوديوم الجاف) بدقه حوالي 0,60g
3. ننقله ل volumetric flask حجمه 100ml ونضيف D.W لحد العلامه والخلط جيدا
4. عن طريق pipet نأخذ 10ml من المحلول ونضعه ب conical flask (هو نفسه Erlenmeyer flask) سعته 250ml
5. نضيف 1ml من chromate indicator (٢٠ قطره)
6. نحضر burette & stand قاعده بيضة
7. نملاء burette ب AgNO_3
8. نعمل معايره
9. نكرر المعايره باستخدام 1ml من (Mixed indicater(chromate and dichromate) بنسال الدكتوراه عنها)

B) Standardization of silver nitrate by Fajan's method

1. عن طريق pipet نأخذ 10ml من المحلول ونضعه ب conical flask (هو نفسه Erlenmeyer flask) سعته 250ml
2. نضيف 5 قطرات من dichlorofluorescein indicator
3. نملاء burette ب AgNO_3
4. بنعمل معايرة
5. بنكرر المعايرة

C) standardization of potassium thiocyanate by volhard's method

1. عن طريق pipet نأخذ 10ml من AgNO_3 ونضعه بـ conical flask (هو نفسه Erlenmeyer flask) سعته 250ml
2. نضيف حوالي 2-3 ml من 6M HNO_3
3. نضيف 1ml من ferric
4. نملاء burette بمحلول $[\text{SCN}^-]$ thiocyanate
5. نعمل معايرة , نحرك بقوه اثناء المعايرة
(نسال الدكتور اذا نكرها لانه مش مكتوب)

D) Determination of a mixture of halides ($\text{NaCl} + \text{KCl}$)

Part 1 According to Mohr's method

1. عن طريق pipete نأخذ 10ml من unknown mixture solution ونضعه بـ conical flask (هو نفسه Erlenmeyer flask)
2. نضيف 1ml من chromate indicator (او mixed indicator)
3. نملاء burette بـ AgNO_3
4. نعمل معايرة
5. نكرر المعايرة

Part 2 According to Volhard's method

1. عن طريق pipete نأخذ 10ml من unknown mixture solution ونضعه بـ conical flask (هو نفسه Erlenmeyer flask)
2. نضيف excess من AgNO_3 تركيزه 0.1M (15.0 exactly)
3. نضيف حول 2-3 ml من 6M HNO_3 تركيزه
4. نضيف 1ml من ferric indicator
5. نضيف 1ml من nitrobenzene
6. نملاء burette بمحلول $[\text{SCN}^-]$ thiocyanate
7. نعمل معايرة , نحرك بقوه اثناء المعايرة
8. نكرر المعايرة

** بالمانيوال في نهايه كل بارت عملي شو مطلوب من البارت نحسب زي تراكيز ووين نستخدمهم بالحسابات

فيديو عملي بس فيه نقص ببارت A اول خطوه وببارت D الجزء الثاني خطوه هـ

<https://youtu.be/Arr1G6i-wgk?si=mvdej-5S4lB6DzG0>

EXPERIMENT (8)
REDOX TITRATION (DICHROMATE TITRATION)

A) Determination of chromium in a soluble chromic salt:

1. وزن بدقة حوالي 0.5g من chromic salt
 2. اذابته ب 30ml من D.W
 3. اضع 5ml من AgNO_3
 4. اضع 10ml من ammonium persulfate
 5. اغلي السائل بلطف لمدة ٢٠ دقيقة
 6. بعد ما يبرد انقله ل volumetric flask سعته 100ml وضيف D.W لحد العلامة
 7. عن طريق pipet اسحب 10ml من المحلول وضعه ب conical flask سعته 250ml
 8. اضع 10ml من ferrous ammonium sulfate solution
 9. اضع 40ml من H_2SO_4
 10. اضع 4-2 قطرات من diphenylamine indi
 11. اضع (3-5) ml من syrupy phosphoric acid
 12. حضر burette & stand & قاعده بيضة
 13. املاء burette ب $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$
 14. عاير
- كرر المعايرة مرتين

B) Determination of Fe^{2+} and Fe^{3+} in a mixture

1-Determination of Fe^{2+} in the mixture

1. عن طريق pipet اسحب 10ml من provided mixture وضعه ب conical flask
 2. اضع 10ml من H_2SO_4
 1. اضع 4-2 قطرات من diphenylamine indicator
 3. اضع 5ml من phosphoric acid (H_3PO_4)
 4. حضر burette & stand & قاعده بيضة
 5. املاء burette ب $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$
 6. عاير
- كرر المعايرة مرتين

2- Determination of Fe^{3+} in the mixture

2.1.Preparation of the Johnes reductor (Zinc amalgam)

1. وزن حوالي 10g من pure zine وضعه ب conical flask سعته 250ml
2. اضع حوالي 10ml من mercuric chloride solution
3. غطي conical flask
4. حرك الخليط بقوة لمدة ٥ دقائق
5. تخلص من المحلول
6. اغسل zinc amalgam ب D.W من 3-4 مرات

2.2.Reduction procedure

1. عن طريق pipet اسحب 10ml من unknown mixture وضعه على zinc amalgam
2. اضع حوالي 40ml من H_2SO_4
3. غطي conical flask ب funnel
4. اغلي المحلول حتى يختفي اللون الاصفر (هذا يؤكد أن جميع Fe^{3+} قد تم تخفيضها إلى Fe^{2+})
5. عشان التاكيد بشكل كامل اعمل اختبار احضر porcelain tile وخذ قطره من المحلول وقطره من NH_4CNS لا ينبغي ظهور لون وردي ، اذا ظهر اترك المحلول يغلي لدقائق وعيد الخطوات الاختبار لحد يصبح Color less
6. اترك المحلول يبرد بشكل تام تحت الصنبور (من الخارج ما نخط مي على العينه)
7. اغسل funnel ب D.W واترك ماء الغسول تنزل ب conical flask نحتاجها
8. احضر conical flask سعته 500ml ضع عليه funnel وادخل قطعه من صوف ب funnel
9. وقم بتصفية المحلول
10. اغسل conical flask يلي كان فيه المحلول وقطعه الصوف عدت مرات ب D.W
11. اضع 5ml من H_3PO_4
12. اضع 2-4 قطرات من diphenylamine indicator
13. املاء burette ب $K_2Cr_2O_7$
14. عاير

EXPERIMENT (9)
COMPLEXOMETRIC TITRATIONS (TITRATIONS WITH EDTA)

A) Standardization of about 0.01M EDTA solution with a standard zinc sulfate solution:

1. ازن بدقة حوالي (0.60 - 0.70) من A.R. Zinc sulfate ($\text{ZnSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$)
2. ننقله ل volumetric flask حجمة 100ml و نذوبه ب D.W لحد العلامة
3. عن طريق pipet نأخذ 10ml من المحلول ZnSO_4 و نضعه ب titration flask (هو نفسه Erlenmeyer flask)
4. نضيف 5ml من ammonia-ammonium chloride buffer solution
5. نضيف 5-6 قطرات من Eriochrome black T indicator

يتحول اللون من احمر نبيذي (wine red) الى الارجواني (purple) الى الازرق النقي (pure blue)

كرر المعايرة ثلاث مرات

B) Determination of water hardness

الجزء الاول

1. عن طريق pipet نأخذ 50ml من ماء الصنبور و نضعه في conical flask (هو نفسه Erlenmeyer flask)
 2. نضيف 2ml من ammonium chloride buffer solution
 3. نضيف 5-6 قطرات من Eriochrome black-T indicator
 4. نملاء ب burette EDTA solution
 5. نعمل معايرة
- يتغير اللون من احمر نبيذي الى الازرق النقي
كرر المعايرة مرتين

الجزء الثاني

1. عن طريق pipet نأخذ 50ml من ماء الصنبور و نضعه ب conical flask (هو نفسه Erlenmeyer flask)
 2. نضيف 1ml من NaOH (لترسيب ايونات Mg بصورة $\text{Mg}(\text{OH})_2$)
 3. نضيف 5-6 قطرات من murexide indicator
 4. نعمل معايرة (ما ذكر شو بالبيورت اضمن EDTA solution فا نسال الدكتور)
- يتغير اللون من الوردي الى ارجواني
كرر المعايرة مرتين

Determination of the concentration of calcium and magnesium in an unknown solution:

الجزء الاول

1. عن طريق pipet نأخذ 10ml من unknown solution ونضعه بـ conical flask (هو نفسه Erlenmeyer flask)
 2. نضيف حوالي 25ml من D.W
 3. نضيف 2ml من ammonia-ammonium chloride buffer
 4. نضيف 5-6 قطرات من Eriochrome black-T indicator
 5. نملأ burette بـ EDTA solution
 6. نعمل معايرة
- يتغير اللون من احمر نبيذي الى الازرق النقي
كرر المعايرة مرتين

الجزء الثاني

1. عن طريق pipet نأخذ 10ml من unknown solution ونضعه بـ conical flask (هو نفسه Erlenmeyer flask)
 2. نضيف حوالي 25ml من D.W
 3. نضيف 1ml من NaOH
 4. نضيف 5-6 قطرات من murexide indicator
 5. نملأ burette بـ EDTA solution
 6. نعمل معايرة
- يتغير اللون من الوردي الى الارجواني
كرر المعايرة مرتين

https://youtu.be/ZusXRDITYU8?si=_cG_tHUUIS-IQr9G

EXPERIMENT (10)

DETERMINATION OF UNKNOWN BASES BY STANDARDIZED HCl

A) Standardization of hydrochloric acid against sodium carbonate

1. وزن اربع عينات من Na_2CO_3 حوالي 0.2g عن طريق weighing bottle (لتجنب امتصاص الرطوبة) (نتأكد من الدكتوراة اذا نعملها اربع مرات)
2. نقله لاربعة Erlenmeyer flask سعته 250ml
3. اذابة كل منها ب 50-100 ml من D.W
4. اضافة 2-3 قطرات من phenolphthalein indicator
5. حضر stand & burette & قاعدة بيضة
6. املاء burette ب HCl
7. عاير

B) Determination of the composition of the unknown

1. وزن (1.00-1.50)g من العينه
2. نقلها الى Volumetric flask واطافة D.W لحد العلامة
3. اخذ 10ml عن طريق pipet ووضعة ب Erlenmeyer flask سعته 250ml
4. اضافة bromocresol green indicator
5. املاء burette ب HCl
6. عاير
- كرر المعايير مرتين

1. وزن (1.00-1.50)g من العينه
2. نقلها الى Volumetric flask واطافة D.W لحد العلامة
3. اخذ 10ml عن طريق pipet ووضعة ب Erlenmeyer flask سعته 250ml
4. اضافة phenolphthalein indicator
5. املاء burette ب HCl
6. عاير
- كرر المعايير مرتين