

Mark distribution (total 20)

- **Evaluation (5 mark)**
 - 1 mark → adherence to basic lab requirement
 - 1 mark → availability of gloves, marker, cleaning tools and calculator
 - 1 mark → balance and tools cleaning “including the label removing”
 - 1 mark → adherence to time frame
 - 1 mark → correct order of step during the practical exam
- **Report (15 mark)**

Glassware for each student

2 × 50 ml volumetric flask

1 × 10 ml volumetric flask

5 ml volumetric pipette

10 ml volumetric pipette

Beaker

Dropper

Funnel

Spatula

Weighing boat

Unknowns for each student

Powder unknown

Solution unknown



School of Pharmaceutical Sciences
Department of Pharmaceutical Chemistry
Pharmaceutical Instrumental Analysis
Mid Exam

Student Name:

Registration Number:

Section Number:

TIME: 60 minutes

- Return all question papers and answer sheet before leaving the room of the exam.
- The HU Examinations and Cheating laws/Instructions will be applied.

- Unknown **powder** number: _____
- Unknown **solution** number: _____

Part 1: preparation of stock solution

Unknown molecular weight	Stock solution volume (ml)	Calculated mass (g)	Actual used mass (g)	Stock solution concentration (M)
سجل ال M.w هون	50 ml	الي حسبها	الي وزنتها	الي بحسبه

Show your detailed calculation:

part 1

خطوات الحيد العملي :-

- 1- سجل أرقام ال unknowns
- 2- سجل ال M.w لل Powder
- 3- استخدم volumetric flask و بالتالي سجل ال Volume ال stock solution (50ml)
- 4- احسب ال ~~calculated~~ mass

5- اُنابدي تركيز 0.01 M و بالتالي يستخدم القانون التالي

$$M = \frac{n}{V} = \frac{\frac{\text{mass} \rightarrow \text{احسب}}{\text{M.w} \rightarrow \text{اللي سجلته}}}{\text{Volume} \rightarrow 50\text{ml}}$$

↓
0.01

احسب ال mass

على سبيل المثال: M.w = 120

$$0.01 = \frac{\text{mass}}{(0.05)(120)} \quad 0.05 \leftarrow \text{50ml} \rightarrow \text{بحولها}$$

$$\text{mass} = 0.06 \text{ g}$$

for example

6- بسجلها بال calculated mass

7- عشان اضمن انه اقل من 0.01 لازم الوزن الي بوزنه ما يتخطى ال حسبته يعني مثلا ما يتخطى 0.06 فيثلا لو وزنه 0.0587

و بروح بعوضها او بسجلها بـ

Actual used mass

Stock solution concentration (M)

من خلال القانون $M = \frac{n}{V}$ و يستخدم وزن actual

8- بحسب

Part 2: Preparation of standard solution

Standard solution	Volume from stock (ml)	Final volume (ml)	Concentration (M)
1 (Stock solution)	-	-	
2	10ml	50ml	
3	5ml	10ml	

Show your detailed calculation:

Standard 2	Standard 3

Part 3: qualitative analysis

visible 400-800
UV-vis 200-800

- Selected wavelength range is حسب اذا ملون او لا UV حسب اذا ملون او لا
- Used blank is الدكتور حكا انه رح يكون distilled water
- λ max _____

Part 4: quantitative analysis

Standard solution	Concentration (M)	Absorbance
1 (Stock solution)		
2		
3		

- Record the absorbance of the unknown من الجهاز
- Record the equation of the line: على الاله الحاسبه
- Record the R^2 value (Correlation coefficient) على الاله الحاسبه

Part 2

Stock (1)

water

Volumetric flask 50 ml

1. خط الوزن الى وزنها بال

لحد الخط وبعده ب ال Sonicator (الجهاز الي بنوب بسبب

وبسبب بس concentration بالجدول الثاني (Ultrasonic waves)

2 - بسحب 10 ml باستخدام ال Pipette 10 ml وبعده ب Volumetric flask 50 ml من Stock (1)

وبكر ال الخطوات من الخطوة 1 وبسبب التركيز

استخدام $M_1 V_1 = M_2 V_2$ ال V ب L واذ اعوضتها بال ml عادي رح يروحوا مع بعض

Stock (1) 10 ml 0.01 L

Volumetric flask 10 ml

وبكر الخطوات

3 - بسحب 5 ml باستخدام ال Pipette 5 ml وبعده ب

من stock 1 أو stock 2 الي يدك ياه

وبسبب التركيز $M_1 V_1 = M_2 V_2$ حساب ال Stock 1 or 2

* طبعا ممكن يطلع Stock 3 أعلى كتركيز من Stock 2 وغلط مع

عادي بس لما تروح على الجهاز رتبهم من أقل تركيز لأعلى تركيز


Part 3 يتروح عند الدكتور/ة على الجهاز ورح نسألك :

س1 : استخدم plastic و Quartz ؟
 اذا ملون ← plastic 400 - 800
 اذا شفاف ← Quartz 200 - 800
 Visible 400 - 800
 UV-Vis حسب الكتور 200 - 1000

س2 : يلا خط ال cuvette بالجهاز :-

1- بعبي 2 cuvette ب ال blank المستخدم (water)

2- يكون مكونة من وجهين واحد خشن والثاني ناعم .
 * الجزء الخشن لبرا (باتجاهك) والناعم ~~بمسح~~ معرض للضوء
 (على الجنب الجنب)



س3 : ليش بستخدم ال blank ؟؟
 * عشان الخي تأثير ال solvent (solvent effect) X

بعدينه *
 unknown عشان آشوف ال λ_{max} وبعدين
 1- بفضي الأقرب الي وبعيها من ~~التركيز~~ ~~التركيز~~ ~~التركيز~~
 ال 3 stocks عشان اطلع $y = mx \pm b$ من الأقل تركيز
 للأعلى تركيز
 وبعدين ~~التركيز~~ ~~التركيز~~ ~~التركيز~~
 * لا تنسى تحكيها تنظف ال cuvette ب استخدام الشي الي
 رح اعبي بين كل خطوة و خطوة .

2- بعبي الجدول و هيك عندي قرا ان absorbance (Y)
 +
 concentration (X)

وعلى الآلة الحاسبة بجدل معادلة خط مستقيم $y = mx \pm b$
 و بس اطلعها بعوض قيمة ال absorbance ~~بجدل~~ ~~بجدل~~ ~~بجدل~~
 for unknown
 و بطلع التركيز

- Calculate the concentration of the unknown (**show your detailed calculation**).

MS